


Fresco

PODISENSE GO



EL ANÁLISIS BAROPODOMÉTRICO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Única en el mercado

Lleva tu exploración biomecánica a otro nivel con la revolucionara plataforma PodisenseGO, fabricada 100% en España.

Única en el mercado, ultraligera y portátil, llévala a domicilio o déjala fija en tu clínica.

Superficie activa

48 x 48 cm


Podisense GO es la última generación de plataformas baropodométricas móviles.

Cuenta con las últimas innovaciones en tecnología de sensores de presión patentados, así como nuevas características en el software, para realizar análisis mucho más completos, con la mayor facilidad de ejecución.

Con vistas en 2D y 3D.




Características



Cloud Software

Accede al software desde cualquier dispositivo, con copia de seguridad automatizada y almacenamiento gratuito.



Compatibilidad

100% Compatible con todos los dispositivos móviles (iOS, Android) y ordenadores (MAC, Windows)




Servicio Técnico

Servicio técnico propio para cualquier consulta. Además te acompañamos en el proceso de la puesta en marcha.


Conéctate donde quieras

Compatible con todos los sistemas operativos



Úsala incluso con tu móvil

El software de la Podisense GO es totalmente compatible con tu teléfono iOS o Android, lo que te permite usar la plataforma donde quiera que estés conectándola a un powerbank!



Interfaz intuitiva, sin instalación

01

Conéctate a internet

Conecta la plataforma a Internet ya sea por WiFi o por cable, o incluso compartiendo los datos del móvil.

02

Inicia sesión en el software

Regístrate en la web del software e inicia sesión desde cualquier dispositivo, ¡Sólo tendrás que hacerlo una vez!

03

Lista para usar

Ya puedes realizar tus pruebas, tanto estática, dinámica como de equilibrio. ¡Podisense GO es muy intuitiva!

Análisis completo




Análisis estático

- Posición del centro de gravedad de cuerpo, pie derecho y pie izquierdo
- Máximas presiones
- Distribución de cargas
- Observar posibles disimetrías o vasculaciones de pelvis
- Visualización 3D



Análisis estabilométrico

- Movimiento completo del centro de gravedad de cuerpo, pie derecho y pie izquierdo
- Gráficas en los movimientos de los centros de gravedad en diferentes planos



Análisis dinámico

- Visualización de la GAIT LINE, línea de progresión de la marcha
- Máximas presiones
- Centro de gravedad
- Tiempo del paso
- Presiones medias
- Cuantificar rockers de la marcha

Fresco

fresco.es


info@fresco.es

Fresco

PODISENSE GO



NEXT-GENERATION
BAROPODOMETRIC ANALYSIS



Unique in the market

Take your biomechanical exploration to the next level with the revolutionary PodisenseGO platform, manufactured 100% in Spain.

One of a kind, ultra-lightweight and portable — take it to your patients' homes or set it up permanently in your clinic.

Active surface

48 x 48 cm


Podisense GO is the latest generation of mobile baropodometric platforms.

It features the latest innovations in patented pressure sensor technology, along with new software capabilities, enabling much more comprehensive analyses with the greatest ease of use.

With 2D and 3D views.




Features



Cloud Software

Access the software from any device, with automated backup and free storage.



Compatibility

100% Compatible with all mobile devices (iOS, Android) and computers (MAC, Windows).




Technical support

In-house technical support for any inquiries. We also guide you through the start-up process.


Connect anywhere

Compatible with all operating systems.



Use it even with your phone

The Podisense GO software is fully compatible with your iOS or Android device, allowing you to operate the platform anywhere by simply connecting it to a power bank!



Intuitive interface, no installation required

01

Connect to the internet

Link the platform to the Internet via WiFi, cable, or even mobile data sharing.

02

Log in to the software

Register on the software's website and sign in from any device — you'll only need to do this once!

03

Ready to use

You can now perform your tests: static, dynamic, and balance. Podisense GO is extremely intuitive!

Complete analysis




Static analysis

- Position of the body's center
- of gravity, right foot and left foot
- Maximum pressures
- Load distribution
- Detect possible asymmetries or pelvic tilts
- 3D visualization



Stabilometric analysis

- Complete movement of the body's center of gravity, right foot, and left foot
- Graphs showing the movements of the centers of gravity in different planes



Dynamic analysis

- Visualization of the GAIT LINE, line of gait progression
- Maximum pressures
- Center of gravity
- Step time
- Average pressures
- Quantification of gait rockers

Fresco

fresco.es


info@fresco.es

Fresco

PODISENSE GO



ANALYSE BAROPODOMÉTRIQUE
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION



Unique sur le marché

Faites passer votre exploration biomécanique au niveau supérieur grâce à la plateforme révolutionnaire PodisenseGO, fabriquée à 100 % en Espagne.

Unique sur le marché, ultralégère et portable — emportez-la en visite à domicile ou installez-la de façon permanente dans votre cabinet.

Surface active

48 x 48 cm


Podisense GO représente la dernière génération de plateformes baropodométriques mobiles.

Elle intègre les dernières innovations en technologie de capteurs de pression brevetés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités logicielles, permettant des analyses beaucoup plus complètes avec une facilité d'exécution optimale.

Avec vues en 2D et 3D.




Caractéristiques



Cloud Software

Accédez au logiciel depuis n'importe quel appareil, avec sauvegarde automatisée et stockage gratuit.



Compatibilité

100 % Compatible avec tous les appareils mobiles (iOS, Android), et ordinateurs (MAC, Windows).




Servicio technique

Service technique interne pour toute demande.
De plus, nous vous accompagnons dans le processus de mise en service.




Connectez-vous où vous voulez

Compatible avec tous les systèmes d'exploitation.



Utilisez-la même avec votre mobile

Le software Podisense GO est entièrement compatible avec votre téléphone iOS ou Android, ce qui vous permet d'utiliser la plateforme où que vous soyez en la connectant à une batterie externe!



Interface intuitive, sans installation

01

Connectez-vous à Internet

Reliez la plateforme à Internet via WiFi, câble ou même en partageant les données mobiles.

02

Connectez-vous au software

Inscrivez-vous sur le site du logiciel et connectez-vous depuis n'importe quel appareil — vous n'aurez à le faire qu'une seule fois!

03

Prête à l'emploi

Vous pouvez désormais réaliser vos tests : statiques, dynamiques et d'équilibre. Podisense GO est très intuitive!

Analyse complète




Analyse statique

- Position du centre de gravité du corps, pied droit et pied gauche
- Pressions maximales
- Répartition des charges
- Observer d'éventuelles dissymétries ou bascules du bassin
- Visualisation 3D



Analyse stabilométrique

- Mouvement complet du centre de gravité du corps, du pied droit et du pied gauche
- Graphiques des mouvements des centres de gravité dans différents plans



Analyse dynamique

- Visualisation de la GAIT LINE, ligne de progression de la marche
- Pressions maximales
- Centre de gravité
- Temps du pas
- Pressions moyennes
- Quantification des rockers de la marche

Fresco

fresco.es


info@fresco.es

Fresco

PODISENSE GO



АНАЛИЗ БАРОПОДОМЕТРИИ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ



Уникальная на рынке

Поднимите ваше биомеханическое исследование на новый уровень с революционной платформой PodisenseGO, произведённой на 100% в Испании.

Уникальная на рынке, ультралёгкая и портативная — берите её на выезд к пациентам или устанавливайте стационарно в своей клинике.

Активная поверхность

48 x 48 см


Podisense GO — это новое поколение мобильных бароподометрических платформ.

Она оснащена последними инновациями в технологии запатентованных датчиков давления, а также новыми функциями программного обеспечения, что позволяет выполнять гораздо более полный анализ с максимальной простотой.

С 2D- и 3D-изображениями.




Характеристики



Cloud Software

Доступ к программе с любого устройства, с автоматической резервной копией и бесплатным хранением.



Совместимость

100% Совместимо со всеми мобильными устройствами (iOS, Android) и компьютерами (MAC, Windows).




Техническая поддержка

Собственная служба поддержки для любых вопросов. Кроме того, мы сопровождаем вас на этапе запуска.




Подключайтесь где угодно

Совместимость со всеми операционными системами.



Используйте её даже со своим телефоном

Программное обеспечение Podisense GO полностью совместимо с вашим устройством iOS или Android, что позволяет работать с платформой где угодно, просто подключив её к внешнему аккумулятору (powerbank)!



Интуитивный интерфейс, без установки

01

Подключитесь к интернету

Соедините платформу с интернетом через WiFi, кабель или даже с помощью мобильного интернета.

02

Войдите в программу

Зарегистрируйтесь на сайте и войдите в систему с любого устройства — достаточно сделать это один раз!

03

Готова к использованию

Теперь вы можете проводить тесты: статические, динамические и на равновесие. Podisense GO максимально интуитивна!

Полный анализ




Статический анализ

- Положение центра тяжести тела, правой и левой стопы
- Максимальные давления
- Распределение нагрузок
- Выявление возможных асимметрий или наклонов таза
- 3D-визуализация



Стабилометрический анализ

- Полное движение центра тяжести тела, правой и левой стопы
- Графики перемещений центров тяжести в различных плоскостях



Динамический анализ

- Визуализация GAIT LINE — линии прогрессии походки
- Максимальные давления
- Центр тяжести
- Время шага
- Средние давления
- Количественная оценка «рокеров» походки

Fresco

fresco.es

info@fresco.es